




Millores en la sol·licitud de les analítiques




Millores en la visualització de les proves, l'ordenació de tubs, la impressió de codis de barres d'etiquetes i l'enviament del lloc d'extracció.

Per saber-ne més:

A. Millora de la pantalla ampliacions analítiques

S'ha millorat la visualització de la pantalla d'ampliació d'una analítica en els territoris on es permet fer-ho electrònicament (Laboratori de l'Hospital Germans Tries i Pujol) perquè es visualitzin en tot moment les proves ja seleccionades per a l'ampliació. Aquestes s'identificaran fàcilment perquè la casella associada a la prova apareixerà marcada.






Quan l'usuari faci clic a sobre del botó "Acceptar petició", les proves marcades s'inclouran en una nova petició i s'enviaran al laboratori.

B. Millora de la visualització de proves


Actualment, al catàleg hi ha proves amb descripcions molt llargues, sobretot de microbiologia. Això és perquè s'hi descriu la mostra de la qual es realitzarà la determinació.

S'ha afegit a la part inferior de la pantalla de sol·licitud de proves un camp que permet visualitzar la descripció sencera de la prova. A les diverses pantalles on aparegui la descripció de les proves, es crearà un camp, amb les especificacions necessàries de grandària, que permetin visualitzar el contingut en diferents línies, de tal forma que en aquest camp es podrà llegir la descripció completa de la prova. Aquest camp s'anirà actualitzant a mesura que es vagi fent clic a sobre de les diferents proves del bloc multiregistre de cada pantalla. Aquesta modificació es durà a terme a les pantalles següents:

- Peticions de laboratori. Bloc de proves



- Bloc de recerca per paraula clau



- Resultats de la petició. Ampliació de la petició, "seroteca".



IRUTI (HUK) Núm.Pet. 170413302022029 Data 13/04/2017 Anotació a l'íntome

Petició seroteca

Recerca:

Prova

- FSH - sèrum (srm)
- GGT - sèrum (srm)
- GLOBULINA ENLLAÇANT D'HORMONES SEXUALS - SÈRUM (srm)
- GLUCOSA - sèrum (srm)
- HCG BETA TOTAL (srm)
- HEPAT B HBSAC (POSTVACUNACIO) -sèrum (srm)
- HEPATITIS A IGM - sèrum (srm)
- HEPATITIS B ANTI CORE IGG - sèrum (srm)

Descripció Completa
GLOBULINA ENLLAÇANT D'HORMONES SEXUALS - SÈRUM (srm)

Acceptar petició Cancelar


um Comentarís

C. Impressió del codi de barres d'etiquetes

La llista de la petició, si té una etiqueta associada, permet imprimir el codi de barres d'aquesta etiqueta. En el requadre on s'imprimeixen les etiquetes dels tubs és on es pot veure el codi de barres de l'etiqueta. Si s'escaneja aquest codi de barres, es veu que l'etiqueta només conté 9 dígits i s'ha demanat, per poder incloure-hi més informació, que s'ampliï el codi de barres a 12 dígits.

Informació per l'Extractor

Id. Extractor: **183800005**




Tubs i Contenidors

KIT PARA:KIT PARASITS FEMTA (3) 1

Informació per l'Extractor

Id. Extractor: **000183800005**



Tubs i Contenidors

KIT PARA:KIT PARASITS FEMTA (3) 1



D. Enviar el lloc d'extracció en el fitxer de peticions

Actualment, el lloc on s'han d'extreure les mostres de la petició no s'envia en el fitxer que va als laboratoris. Aquests reclamen que aquesta dada és molt interessant a l'hora de corregir problemes amb peticions que no es carreguen correctament.